


Anti-Impdh1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P20839

Artikelnummer: CM0028436



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IMPDH1 (P20839), validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Schlüsselenzym der Guanin-Nukleotid-Biosynthese, ideal für Zellwachstums- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IMPDH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMPD; RP10; IMPD1; LCA11; IMPDH-I; sWSS2608; IMPDH1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3614
Gen-ID	3614
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 434-563 von humanem IMPDH1 (NP_899066.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20839
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel