


Anti-Impdh2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P12268

Artikelnummer: CM0025319



Einführung

IMPDH2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-IMPDH2 (~56 kDa), ein Schlüsselenzym in der Guanosinnukleotidsynthese. Ideal für die Krebsforschung und Studien zum Nukleotidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IMPDH2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMPD2; IMPDH-II; IMPDH2
Spezies	Human
GeneID	3615
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 215-514 von humanem IMPDH2 (NP_000875.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P12268
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel