


Anti-Impdh2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P12268

Artikelnummer: CM0017531



Einführung

IMPDH2 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf Inosin-5'-monophosphat-Dehydrogenase 2, ein Schlüsselenzym bei der de novo Synthese von Guaninnukleotiden (SWISS P12268).

[Mehr erfahren](#)

Produktname	IMPDH2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IMPD2; IMPDH-II; IMPDH2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3615
GenID	3615
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 215-514 des menschlichen IMPDH2 (NP_000875.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12268
Proteinmasse	56kDa
Versand	Eisbeutel