


Anti-Importin 9 / Ranbp9 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96P70

Artikelnummer: CM0003619



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Importin 9 (RANBP9), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Kerntransport und Histon-Chaperon-Funktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Importin 9 / RANBP9 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Imp9; Importin 9 / RANBP9
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55705
Gen-ID	55705
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem Importin 9 / RANBP9 (Q96P70) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96P70
Proteingewicht	116 kDa
Versand	Eisbeutel