

Anti-Importin Alpha 5/Kpna1 Kaninchen Mab - P52294

Artikelnummer: CM0007261



Einführung

Monoklonaler Antikörper gegen menschliches Importin Alpha 5 (KPNA1), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von nukleozytoplasmatischen Transportmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Importin Alpha 5/KPNA1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; Importin Alpha 5/KPNA1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3836
GeneID	3836
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 des menschlichen Importin Alpha 5/KPNA1 (NP_002255.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52294
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel