


Anti-Inadl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Ni35

Artikelnummer: CM0024778



Einführung

INADL Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, der gegen humanes INADL unter Verwendung eines synthetischen Peptid-Immunogens erhoben wurde. Er wird für WB und ELISA empfohlen und erkennt humanes und murines INADL, ein Gerüstprotein für enge Zellverbindungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INADL Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Cipp; INADL; hINADL; InaD-ähnlich
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10207
Gen-ID	10207
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8Ni35
Proteingewicht	196 kDa
Versand	Eispackung