


Polyklonaler Anti-Incenp-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nqs7

Artikelnummer: CM0018338



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes INCENP, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet zum Nachweis von INCENP in humanen und Rattenproben. Ideal für die Erforschung von Mitose und Chromosomensegregation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	INCENP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	INCENP
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3619
GeneID	3619
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuren 785-914 des humanen INCENP (NP_064623.2) entsprechende Sequenz enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9NQS7
Proteingewicht	105 kDa
Versand	Kühlakku