


Anti-Indolethylamine N-Methyltransferase (Temt) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O95050

Artikelnummer: CM0002510



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Indolethylamine N-methyltransferase (TEM) gerichtet ist, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt eine Bande bei ~29 kDa; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Methylierungs- und Entgiftungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TEM Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TEM
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11185
Gen-ID	11185
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-150 von menschlichem TEM (O95050) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O95050
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel