

Anti-Ing1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uk53

Artikelnummer: CM0027577



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ING1, validiert für WB und ELISA. ING1 ist ein Tumorsuppressor, der mit p53 bei der Regulation des Zellwachstums zusammenwirkt. Vorhergesagtes MG: 47 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ING1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p33; p47; p33ING1; p24ING1c; p33ING1b; p47ING1a; ING1
Spezies	Human
GeneID (Human)	3621
GeneID	3621
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 80-180 von humanem ING1 entspricht (NP_937862.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9UK53
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel