


Anti-Ing4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Unl4

Artikelnummer: CM0030974



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes ING4 (p29ING4), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch und Maus; ideal für Forschung zu Tumorsuppression, Chromatin und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ING4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	my036; p29ING4; ING4
Art	Mensch
GenID (Mensch)	51147
GenID	51147
Immunogen	`Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UNL4
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel