

Anti-Inhibin Alpha (Inha) Kaninchen Pak Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05111

Artikelnummer: CM0024372

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Inhibin alpha (INHA) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Unverzichtbar für die reproduktionsendokrinologische Forschung und die Erforschung der HPG-Achse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Inhibin alpha (INHA) Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	INHA; Inhibin alpha (INHA)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3623
GenID	3623
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem Inhibin alpha (INHA) (NP_002182.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05111
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel