


Anti-Inhibin Beta A (Inhba) Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08476

Artikelnummer: CM0012417



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Inhibin beta A (INHBA) gerichtet ist, für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unterstützt Forschung in der reproduktiven Endokrinologie, Stammzelldifferenzierung und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Inhibin beta A (INHBA) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EDF; FRP; Inhibin beta A (INHBA)
Spezies	Mensch
Gen-ID	3624 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 von humanem INHBA (P08476) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08476
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel