


Anti-Inhibin Beta A (Inhba) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08476

Artikelnummer: CM0030513



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Inhibin beta A (INHBA). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für TGF-beta-Signalgebung, Reproduktionsbiologie und Entwicklungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Inhibin beta A (INHBA) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EDF; FRP; Inhibin beta A (INHBA)
Spezies	Human
GeneID	3624
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-426 von humanem Inhibin beta A (INHBA) (NP_002183.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08476
Protein-Gewicht	47kDa
Versand	Eistüte