

Anti-Inos Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P35228

Artikelnummer: CM0010644



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes iNOS (NOS2), geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus-iNOS. Ideal für die Untersuchung von Entzündungen, Immunantworten und Stickstoffmonoxid-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	iNOS Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4843
GeneID	4843
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P35228
Proteinmasse	131 kDa
Versand	Eisbeutel