

Anti-Inos Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P29477

Artikelnummer: CM0012551



Einführung

Hochwertiger Anti-iNOS Kaninchen Monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Maus-, Menschen- und Ratten-iNOS (Swiss-Prot P29477). Ideal für die Erforschung der Stickstoffmonoxid-Signalübertragung und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	iNOS Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	iNOS; Nos-2; Nos2a; i-NOS; NOS-II; MAC-NOS
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	4843
Gen-ID	18126
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von Maus-iNOS entspricht (NP_035057.1))
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29477
Proteinmasse	131 kDa
Versand	Eisbeutel