

Anti-Inos Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P35228

Artikelnummer: CM0012183



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes iNOS (P35228), geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Hergestellt unter Verwendung eines rekombinanten Protein-Immunogens (aa 2-200).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	iNOS Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4843
GenID	4843
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 2-200 von humanem iNOS (P35228) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P35228
Proteingewicht	131 kDa
Versand	Eisbeutel