

Anti-Inos Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P35228

Artikelnummer: CM0016394



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes iNOS (induzierbare Stickstoffmonoxid-Synthase) für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für Entzündungs-, Makrophagenbiologie- und NO-Signalweg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	iNOS Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4843
GenID	4843
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 974-1143 von humanem iNOS (NP_000616.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P35228
Proteingewicht	131kDa
Versand	Eisbeutel