

Anti-Inpp1 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P49441

Artikelnummer: CM0013128

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes INPP1 (Inositolpolyphosphat-1-Phosphatase), geeignet für Western Blot und ELISA. Validiert für humane Reaktivität; das Immunogen deckt die Aminosäurereste 1-180 ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INPP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	INPP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3628
GenID	3628
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-180 des humanen INPP1 (NP_002185.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P49441
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel