

Anti-Inpp4A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Pe3

Artikelnummer: CM0029878

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes INPP4A (Q96PE3) gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt die N-terminale Region zur Untersuchung der Phosphoinositid-Signalgebung und des Neuroschutzes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INPP4A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	INPP4; TVAS1; INPP4A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3631
GenID	3631
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von humanem INPP4A (NP_004018.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96PE3
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel