

Anti-Inpp4B-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O15327

Artikelnummer: CM0022071

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes INPP4B, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Funktion von Lipidphosphatasen und der PI3K-AKT-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INPP4B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	INPP4B
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8821
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 380-600 des humanen INPP4B (NP_003857.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15327
Proteingewicht	105 kDa
Versand	Kühlakku