

Anti-Inpp5A Polyklonaler Antikörper Für Western Blot Und Elisa - Q14642

Artikelnummer: CM0025293

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes INPP5A (5PTase) für Inositolphosphat-Signalstudien. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität für Maus und Ratte. Ideal für die Analyse von Herz-, Gehirn- und Muskelgewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INPP5A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	5PTASE; INPP5A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3632
Gen-ID	3632
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 10-200 des humanen INPP5A (NP_005530.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q14642
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel