

Anti-Inpp5E-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrr6

Artikelnummer: CM0023841



Einführung

Hochwertiger Anti-INPP5E-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Phosphoinositid-Signalgebung und Ziliopathie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INPP5E Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CPD4; CORS1; JBTS1; MORMS; PPI5PIV; pharbin; INPP5E
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	56623
GenID	56623
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 510-630 von humanem INPP5E (NP_063945.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRR6
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eisbeutel