

## Anti-Inpp5J-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15735

Artikelnummer: CM0027831

### Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen INPP5J (PIPP, INPP5) für WB, IF/ICC, ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Zielgewicht 107 kDa. SWISS Q15735. Ideal für die Forschung zur Phosphoinositid-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | INPP5J Kaninchen pAb                                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | PIPP, INPP5, PIB5PA, INPP5J                                                                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                  |
| GenID (Mensch)    | 27124                                                                                                                                   |
| GenID             | 27124                                                                                                                                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 60-360 von menschlichem INPP5J (NP_001002837.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                               |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                     |
| SWISS             | Q15735                                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 107 kDa                                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                               |