

Anti-Insig2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5U4

Artikelnummer: CM0021114



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches INSIG2 gerichtet ist und für WB, IHC-P und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. INSIG2 ist ein Schlüsselprotein für die Bindung von Oxysterolen, das die Cholesterinsynthese durch die Retention von SREBP und den Abbau von HMGCR reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INSIG2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	INSIG-2; INSIG2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51141
GenID	51141
Immunogen	Synthetisches Peptid — Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem INSIG2 (NP_057217.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5U4
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel