

Anti-Insr/Igf1R Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P06213 / P08069

Artikelnummer: CM0007720



Einführung

Anti-INSR/IGF1R Kaninchen mAk für WB und ELISA, gerichtet gegen humane, murine und Ratten Insulin/IGF-1-Rezeptoren (156 kDa). Ideal für die Signaltransduktions-, Stoffwechsel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INSR/IGF1R Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	HHF5; CD220; IGFR; CD221; IGFR; JTK13; INSR/IGF1R
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3643/3480
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1100-1200 des menschlichen INSR/IGF1R enthält. (NP_000199.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06213/P08069
Proteingewicht	156 kDa
Versand	Eisbeutel