

Anti-Insulin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01308

Artikelnummer: CM0002847



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Insulin, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Diabetes und Stoffwechselstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Insulin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IDDM; ILPR; IRDN; IDDM1; IDDM2; PNDM4; MODY10; Insulin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3630
Gen-ID	3630
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 25-110 von humanem Insulin (P01308) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01308
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel