

Anti-Insulin-Rezeptor Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06213

Artikelnummer: CM0002473



Einführung

Rekombinanter kaninchener monoklonaler Antikörper gegen den menschlichen Insulinrezeptor (P06213), validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Insulin-Signalisierung und metabolische Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Insulin Receptor Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HHF5; CD220; Insulin Receptor
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3643
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 900-1000 des menschlichen Insulinrezeptors (P06213) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06213
Proteingewicht	156kDa
Versand	Eisbeutel