

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Gegen Den Insulinrezeptor Für Wb, Ip, Elisa - P06213

Artikelnummer: CM0020304



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den humanen Insulinrezeptor (INSR), validiert für Western Blot (WB), Immunpräzipitation (IP) und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanem, murinem und Ratten-INSR. Ideal zur Untersuchung von Insulinsignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Insulinrezeptor-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HHF5; CD220; Insulinrezeptor
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3643
GeneID	3643
Immunogen	Rekombinantes Protein oder rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1281-1382 des humanen INSR (NP_000199.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06213
Proteinmasse	156 kDa
Versand	Kühlakku