


Anti-Integrin Alpha 1 (Itga1/Cd49A) Kanin-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P56199

Artikelnummer: CM0006361



Einführung

Kanin-monoklonaler Antikörper gegen humanes Integrin alpha-1 (ITGA1/CD49a), validiert für WB und ELISA. Laminin/Kollagen-Rezeptor beteiligt an der Zelladhäsion. Ideal für Forschungs- und Diagnostikanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin alpha 1 (ITGA1/CD49a) Kanin mAk
Bemerkungen/Alias	VLA1; CD49a; Integrin alpha 1 (ITGA1/CD49a)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3672
Gen-ID	3672
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-1141 des humanen Integrin alpha 1 (ITGA1/CD49a) (NP_852478.1) enthält.
Quelle	Kanin
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P56199
Proteingewicht	131 kDa
Versand	Eisbeutel