

Anti-Integrin Alpha 1/Cd49A Monoklonaler Antikörper Für Wb Und If - Q3V3R4

Artikelnummer: CM0010615

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus-Integrin alpha 1 (CD49a/VLA-1), validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Erkennt Maus und Ratte. Für Forschungszwecke in Zelladhäsion und Integrin-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin alpha 1/CD49a Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Vla1; CD49A; E130012M19Rik
Spezies	Maus
GeneID (human)	3672
GeneID	109700
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-1141 von Maus-Integrin alpha 1/CD49a (NP_001028400.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q3V3R4
Proteingewicht	131 kDa
Versand	Eisbeutel