


Anti-Integrin Alpha 1/Cd49A Kaninchen Polymab® Für Wb, Elisa - P56199 / Q3V3R4

Artikelnummer: CM0008941



Einführung

Hochwertiger Anti-Integrin alpha 1/CD49a Kaninchen PolymAb® monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Laminin/Kollagen-Rezeptorsignalgebung bei der Zelladhäsion und Wachstumsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin alpha 1/CD49a Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	VLA1; CD49a
Spezies	Mensch/Maus
Gen-ID (Mensch)	3672
Gen-ID (Maus)	109700
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-1141 von menschlichem/mäuseartigem Integrin alpha 1/CD49a (NP_852478.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56199/Q3V3R4
Proteingewicht	131kDa
Versand	Eisbeutel