

Anti-Integrin Alpha 3/Cd49C Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Fc, Elisa - P26006

Artikelnummer: CM0011416

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches Integrin alpha 3/CD49c, geeignet für IHC-P, FC, ELISA. Erkennt ein 117 kDa großes Protein, das an Zelladhäsion, Invasion und mikrobielle Infektionen beteiligt ist. Ideal für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin alpha 3/CD49c Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3675
GenID	3675
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 466-620 von menschlichem Integrin alpha 3/CD49c (NP_002195.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P26006
Proteinmasse	117 kDa
Versand	Eispackung