


Monoklonaler Anti-Integrin-Alpha-4-(Itga4/Cd49D)-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P13612

Artikelnummer: CM0012740



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ITGA4 (CD49d), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Ein wichtiger Reagenz zur Untersuchung der integrinvermittelten Adhäsion und der Signalwege des Leukozytentransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin alpha 4 (ITGA4/CD49d) Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	IA4; CD49D; Integrin alpha 4 (ITGA4/CD49d)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3676
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 933-1032 des humanen Integrin alpha 4 (ITGA4/CD49d) (P13612) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P13612
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Eisbeutel