


Anti-Integrin Alpha 4 (Itga4/Cd49D) Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P13612

Artikelnummer: CM0017999



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes Integrin alpha 4 (ITGA4/CD49d), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Geeignet für Forschung zu Zelladhäsion und Immunzellwanderung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin alpha 4 (ITGA4/CD49d) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IA4; CD49D; Integrin alpha 4 (ITGA4/CD49d)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3676
Gen-ID	3676
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 770-970 des humanen Integrin alpha 4 (ITGA4/CD49d) (NP_000876.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13612
Proteinmasse	115 kDa
Versand	Eisbeutel