

Anti-Integrin Alpha 5 (Itga5/Cd49E) Monoklonaler Antikörper () Für Fc - P08648

Artikelnummer: CM0010106



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, konjugiert an , gerichtet gegen Integrin alpha-5 (ITGA5/CD49e). Reagiert mit humanen und murinen Proben, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Zelladhäsions- und Rezeptorsignalstudien unter Verwendung von FC.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Maus Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) mAb
Bemerkungen/Alias	FNRA, CD49e, VLA-5, VLA5A
Spezies	Human
GeneID (Human)	3678
GeneID	3678
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 42-995 des humanen Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) enthält (NP_002196.4)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P08648
Protein-Gewicht	115kDa
Versand	Eisbeutel