

Polyklonaler Anti-Integrin-Alpha-5-(Itga5/Cd49E)-Antikörper Für Wb Und Elisa - P08648

Artikelnummer: CM0021116



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet zur Untersuchung der Funktion des Fibronektin-Rezeptors bei Zelladhäsion und Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e), Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3678
GeneID	3678
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P08648
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Kühlakku