

Anti-Integrin Alpha 5 (Itga5/Cd49E) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - P08648

Artikelnummer: CM0002023



Einführung

Kaninchen-monoklonaler ITGA5-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, Durchflusszytometrie (intrazellulär) und ELISA. Kreuzreaktiv mit der Integrin-alpha-5-Fibronectin-Rezeptor-Untereinheit von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) Kaninchen-monoklonaler Antikörper
Anmerkungen/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3678
GeneID	3678
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 950-1049 des menschlichen Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) (P08648) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08648
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Eisbeutel