

Anti-Integrin Alpha 5 (Itga5/Cd49E) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P08648

Artikelnummer: CM0028915



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e). Geprüft für WB, IF-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Zelladhäsion, Integrin-Signalgebung und Fibronectin-Rezeptor-Funktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e)
Spezies	Human
GeneID (Human)	3678
GeneID	3678
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 750-1000 von humanem Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08648
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Eistasche