

Anti-Integrin Alpha 6 (Itga6/Cd49F) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P23229

Artikelnummer: CM0028388



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Integrin alpha 6 (ITGA6/CD49f), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für Laminin-Rezeptor-, Zelladhäsions- und Hemidesmosomen-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin alpha 6 (ITGA6/CD49f) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JEB6; CD49f; VLA-6; ITGA6A; ITGA6B; Integrin alpha 6 (ITGA6/CD49f)
Spezies	Human
GeneID (Human)	3655
GeneID	3655
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 481-591 von humanem Integrin alpha 6 (ITGA6/CD49f) (NP_001073286.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P23229
Protein-Gewicht	127kDa
Versand	Eistasche