

Anti-Integrin Alpha-6/Itga6 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P23229

Artikelnummer: CM0005011



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Integrin alpha-6/ITGA6 (CD49f, VLA-6). Geeignet für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Laminin-Rezeptor-, Zelladhäsions- und Krebsforschungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Anti-Integrin alpha-6/ITGA6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	JEB6; CD49f; VLA-6; ITGA6A; ITGA6B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3655
Gen-ID	3655
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 505-663 von humanem Integrin alpha-6/ITGA6 (NP_000201.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23229
Proteingewicht	127kDa
Versand	Eisbeutel