

Anti-Integrin Alpha-V (Cd51) Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P06756

Artikelnummer: CM0008388



Einführung

-konjugierter Kaninchen-Anti-Human-CD51 (Integrin alpha-V) monoklonaler Antikörper für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. In Humanproben validiert, detektiert er einen 116kDa-Rezeptor, der an Zelladhäsion, Migration und viralem Eintritt über RGD-Ligandenbindung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD51 mAb
Bemerkungen/Alias	CD51; MSK8; VNRA; VTNR
Spezies	Mensch
GeneID	3685
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 949-1048 von humanem CD51 (NP_002201.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06756
Proteingewicht	116kDa
Versand	Eisbeutel