

## Kaninchen-Poliklonaler Anti-Integrin Alpha V (Itgav/Cd51)-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P06756

Artikelnummer: CM0022335



### Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes Integrin alpha V (ITGAV/CD51), validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA; erkennt Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Zelladhäsion, Integrin-Signalgebung und viralen Eintrittsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktname        | Integrin alpha V (ITGAV/CD51) Kaninchen pAb           |
| Bemerkungen/Aliase | CD51; MSK8; VNRA; VTNR; Integrin alpha V (ITGAV/CD51) |
| Spezies            | Mensch                                                |
| GenID (Mensch)     | 3685                                                  |
| GenID              | 3685                                                  |
| Immunogen          | Synthetisches Peptid                                  |
| Quelle             | Kaninchen                                             |
| Kategorie          | Poliklonale Antikörper                                |
| Anwendung          | WB, IHC-P, IP, ELISA                                  |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                   |
| SWISS              | P06756                                                |
| Proteingewicht     | 116 kDa                                               |
| Versand            | Eisbeutel                                             |