

Anti-Integrin Beta 3 (Itgb3/Cd61) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Fc, Elisa - P05106

Artikelnummer: CM0003706



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Integrin beta 3 (ITGB3/CD61), validiert für WB, IP, FC (intra) und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-ITGB3; nützlich für Studien zur Thrombozytenadhäsion und Integrin-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GT, GT2, CD61, GP3A, BDPLT2, GPIIIa, BDPLT16, BDPLT24, Integrin beta 3 (ITGB3/CD61)
Spezies	Human
GeneID (Human)	3690
GeneID	3690
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 689-788 von humanem Integrin beta 3 (P05106) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, FC (intra), ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05106
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel