

Anti-Integrin Beta 3 (Itgb3/Cd61) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P05106

Artikelnummer: CM0018343



Einführung

Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines ITGB3, vermittelt Thrombozytenaggregation und Integrin-vermittelte Adhäsion. Rekombinantes Protein-Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24; Integrin beta 3 (ITGB3/CD61)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3690
GenID	3690
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 609-788 von menschlichem ITGB3 (NP_000203.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P05106
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel