

Anti-Integrin-Beta-3-(Itgb3/Cd61)-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05106

Artikelnummer: CM0021477



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen Integrin beta 3 (ITGB3/CD61), validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Thrombozytenaggregation und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24; Integrin beta 3 (ITGB3/CD61)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3690
GeneID	3690
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 80-430 des humanen Integrins beta 3 (ITGB3/CD61) entspricht (NP_000203.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05106
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Eisbeutel