

Monoklonaler Antikörper Gegen Integrin Beta 4 (Itgb4/Cd104) Für If-P, Ihc-P, Elisa - P16144

Artikelnummer: CM0007436



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Integrin Beta-4 (ITGB4/CD104), validiert für IF-P, IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Dieser Lamininrezeptor ist entscheidend für die Adhäsion von Epithelzellen und die Integrität von Hemidesmosomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin Beta 4 (ITGB4/CD104) Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; Integrin β 4
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3691
Gen-ID	3691
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16144
Proteingewicht	202 kDa
Versand	Kühlakku