

Anti-Integrin Beta 4 (Itgb4/Cd104) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P16144

Artikelnummer: CM0011051



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Integrin beta 4 (ITGB4/CD104) gerichtet ist. Geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Entscheidend für die Integrität von Hemidesmosomen und die Polarität von Keratinozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin beta 4 (ITGB4/CD104) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; Integrin beta 4 (ITGB4/CD104)
Spezies	Mensch
Gen-ID	3691
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1604-1822 von humanem ITGB4 (P16144) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16144
Proteingewicht	202kDa
Versand	Eisbeutel