

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Gegen Integrin Beta 4 (Itgb4/Cd104) Für Wb, Elisa - P16144

Artikelnummer: CM0015433



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Integrin beta 4 (ITGB4/CD104), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Untersuchungen von Hemidesmosomen und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin beta 4 (ITGB4/CD104) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; Integrin beta 4 (ITGB4/CD104)
Art	Mensch
Gen-ID	3691
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 611-710 des humanen Integrins beta 4 (ITGB4/CD104) (NP_000204.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16144
Proteingewicht	202 kDa
Versand	Icebag