

Anti-Integrin Beta 8 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P26012

Artikelnummer: CM0005331

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Integrin beta 8 (ITGB8). Validiert für Western Blot und ELISA Anwendungen mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Integrin-vermittelter Zelladhäsion, Signalgebung und TGF-beta-Aktivierungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin beta 8 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ITGB8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3696
GenID	3696
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 43-320 des humanen Integrin beta 8 (NP_002205.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26012
Proteingewicht	71 kDa/86 kDa
Versand	Eisbeutel