

Anti-Integrin-β1/Cd29 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - P05556

Artikelnummer: CM0002122



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Integrin-β1/CD29 (P05556). Validiert für IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Zelladhäsion und Integrin-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin-β1/CD29 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	CD29; FNRR; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Integrin-β1/CD29
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3688
Gen-ID	3688
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-728 von humanem Integrin-β1/CD29 (NP_002202.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05556
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Eisbeutel